

## 迷你涡旋振荡器选件

### 微型管支架

混合48个0.25mL至2mL微型管。  
需泡沫固定器。

描述	订货号
微型管支架 (2包)	30400232
泡沫固定器	30400227



### 9至13 mm试管架

适用于5 mL混合培养试管和微型瓶。  
需泡沫固定器。

描述	订货号
9至13 mm试管架 (2包)	30400229
泡沫固定器	30400227



### 14至19 mm试管架

适用于最多8个15 mL混合离心管。  
需泡沫固定器。

描述	订货号
14至19 mm试管架 (2包)	30400230
泡沫固定器	30400227



### 20至25 mm试管架

适用于最多8个50 mL混合离心管。  
需泡沫固定器。

描述	订货号
20至25 mm试管架 (2包)	30400231
泡沫固定器	30400227



### 通用固定线

混合锥形烧瓶和介质瓶。  
需泡沫固定器。

描述	订货号
通用固定线 (2包)	30400228
泡沫固定器	30400227



### 杯形振荡器头

适用于一次混合1个试管。

描述	订货号
杯形振荡器头	30400235



### 7.6 cm橡胶头盖和7.6 cm头

适用于混合非常规形状物品。

描述	订货号
7.6 cm橡胶头盖	30400237
7.6 cm头	30400236
带橡胶盖7.6 cm头	30400196



OHAUS涡旋振荡器选件可与其他制造商型号互换。

### 微孔板支架

适用于混合96孔板或深孔模块。  
需泡沫固定器。

描述	订货号
微孔板支架 (2包)	30400233
泡沫固定器	30400227



### 实芯平板泡沫

适用于定制应用。可以切割或钻孔以适应您的规格。  
需泡沫固定器。

描述	订货号
实芯平板泡沫 (2个/包)	30400234
泡沫固定器	30400227



### 带锁圈微孔组件

包含：  
• 2个微孔板架  
• 1个锁圈

描述	订货号
带锁圈微孔组件	30400199



### 带锁圈微型管组件

包含：  
• 2个微型管支架  
• 1个锁圈

描述	订货号
带锁圈微型管组件	30400200



### 泡沫块套装

包含：  
• (1) 9至13 mm试管架  
• (1) 14至19 mm试管架  
• (1) 20至25 mm试管架  
• 1个实芯平板泡沫

描述	订货号
泡沫块套装	30400201



### 微型管和微孔板支架组件

包含：  
• 1个微型管支架  
• 1个微孔板支架  
• 1个锁圈

描述	订货号
微型管和微孔板支架组件	30400198



### 试管架套件

包含：  
• (1) 9至13 mm试管架  
• (1) 14至19 mm试管架  
• (1) 20至25 mm试管架  
• 1个实芯平板泡沫  
• 2个容器套索  
• 1个锁圈

描述	订货号
试管架套件	30400197



# 选件

## 迷你涡旋振荡器选件

### 单管试管夹

单试管，无手动混合。使用坚固磁性基座，轻松放置于任何涡旋振荡器上。接受长度为6.4至11.4 cm的试管。最小试管直径19 mm。

描述	订货号
单管试管夹	30400202



### Vortex-Genie® Mixer转接头\*

转接板可轻松连接Vortex-Genie® Mixer基座，因此可以连接单试管架（单独销售）。



描述	订货号
转接板	30400203

\*Vortex-Genie® Mixer是Scientific Industries, Inc. 的注册商标

### 单试管架配件

(需要单试管架)

#### 0.5 mL微型管架

混合24个0.5 mL微型管。  
用于单试管架。

描述	订货号
微型管架 (0.5 mL)	30400204



#### 1.5 mL至2.0 mL微型管架

混合18个1.5 mL至2 mL微型管。  
用于单试管架。

描述	订货号
微型管架 (1.5 mL至2.0 mL)	30400205



### 安瓿管夹

最多混合4个存放瓶和试管。

描述	订货号
15至17 mm安瓿管架	30400207
10至17 mm安瓿管架	30400208



### 不锈钢微型管架

混合多达12个1.5 mL至5 mL微型管。  
不锈钢构造。

描述	订货号
微型管架	30400206

