

## 微孔板涡旋振荡器选件

### 用于0.5 mL微型管的泡沫衬垫

用于放置 (52) 个0.5 mL微型管的泡沫衬垫。  
通用固定器。

描述	订货号
0.5 mL微型管	30400216
通用固定器	30400226

### 用于1.5 mL至2.0 mL微型管的泡沫衬垫

用于放置 (38) 个1.5 mL至2.0 mL微型管的泡沫衬垫。  
通用固定器。

描述	订货号
1.5 mL至2.0 mL微型管	30400217
通用固定器	30400226

### 用于12-13 mm试管的泡沫衬垫

用于放置34个、直径12-13 mm试管的泡沫衬垫。  
通用固定器。

描述	订货号
12-13 mm试管	30400220
通用固定器	30400226

### 用于15-18 mm试管的泡沫衬垫

用于放置20个、直径15-18 mm试管的泡沫衬垫。  
适用于15 mL离心管。  
通用固定器。

描述	订货号
15-18 mm试管	30400221
通用固定器	30400226

### 用于19-21 mm试管的泡沫衬垫

用于放置18个、直径19-21 mm试管的泡沫衬垫。  
通用固定器。

描述	订货号
19-21 mm试管	30400222
通用固定器	30400226

### 用于22-25 mm试管的泡沫衬垫

用于放置13个、直径22-25 mm试管的泡沫衬垫。  
通用固定器。

描述	订货号
22-25 mm试管	30400223
通用固定器	30400226

### 用于26-29 mm试管的泡沫衬垫

用于放置4个、直径26-29 mm试管的泡沫衬垫。  
适用于50 mL离心管。通用固定器。




描述	订货号
26-29 mm试管	30400224
通用固定器	30400226

### 单管试管夹

单试管，无手动混合，可安装在大负载涡旋振荡器上。轻松放置在振荡器上面，磁力固定。  
接受长度为6.4至11.4 cm的试管。  
最小试管直径19 mm

描述	订货号
单支架	30400219


\*除非带有星号(\*)标记，否则仅用于大负载涡旋振荡器。



### 杯形振荡器头\*

适用于一次混合1个试管。

描述	订货号
杯形振荡器头	30400210



### 小瓶夹

橡胶夹具固定125和250 mL锥形烧瓶。容器架还包括夹垫。  
通用固定器。

描述	订货号
小瓶夹	30400218
通用固定器	30400226



### 大容器支架

橡胶支架固定500和1000 mL锥形瓶。容器架还包括夹垫。  
通用固定器。

描述	订货号
大容器支架	30400211
通用固定器	30400226



### 微孔板架(单)\*

适用于放置一个标准微孔板。

描述	订货号
单支架	30400215



### 微孔板架(双)\*

适用于放置两个标准微孔板。

描述	订货号
双支架	30400213



### 微孔板支架(四个)

适用于放置四个标准微孔板。

描述	订货号
四支架	30400214



### 可堆叠微孔板夹, 四个

通过将托盘堆叠在四个支撑板上，最大程度扩大大负载涡旋振荡器的容量，至八个微孔板。

描述	订货号
可堆叠支架	30400212



### 实芯平板泡沫

适用于定制应用。可以切割或钻孔以适应您的规格。通用固定器。

描述	订货号
实芯平板泡沫	30400209
通用固定器	30400226



### 通用固定器和盖子

随大负载涡旋振荡器一起提供的更换件。护罩用于混合非常规形状物品。

描述	订货号
通用固定器	30400226
通用固定器盖	30400225

