

多管混合器

Multitube Mixer

HMV系列多管漩涡混合器，采用微处理器控制，脉冲式的工作方式，根据其工作原理，每次缓冲过程可对样品进行加速混合。混合试管架规格灵活，可对不同规格的离心管中的液体进行混合，可选用不同规格的试管架和托盘架，满足不同的实验要求。



HMV-50A



HMV-50

主要适用于食品安全中农药残留、兽药残留、食品添加剂的检验以及药物分析、药物研发等科学领域，在处理大量平行样品时显示了无可比拟的优势，省时省力，自动化混合提高实验方法的重复性和被测样品的回收率。

特点 Feature

- ▲ 最多可同步处理50个样品；
- ▲ LED显示速度、定时时间；
- ▲ 微处理器控制，使转速设定更加精准，提高实验重复性；
- ▲ 脉冲和持续式两种工作模式；
- ▲ 可选用不同规格的试管架、托盘垫；
- ▲ 标配 $\phi 16\text{mm}$ 50位及 $\phi 29\text{mm}$ 15位试管架，其他尺寸可订做。

技术参数 Specification

型号 Model	转速 (r/min) Rotate Speed	定时范围 (min) Time Range	振幅(mm) Amplitude	功率(W) Power	孔位 Test Tube No.	外型尺寸(mm) Dimensions	其他 Others
HMV-50	500-2400	0-30	5	60	50	420 × 260 × 380	/
HMV-50A	500-2400	0-90	5	60	50	420 × 260 × 380	脉冲式运行模式， 数字显示

配件

序号 NO.	名称 Model	孔数 Test Tube No.	外型尺寸(mm) Dimensions
01	φ 10mm泡沫试管架	50	245 × 132 × 45
02	φ 12mm泡沫试管架	50	245 × 132 × 45
03	φ 13mm泡沫试管架	50	245 × 132 × 45
04	Φ16mm泡沫试管架 (可放15ml离心管)	50	245 × 132 × 45
05	φ 25mm泡沫试管架	15	245 × 132 × 45
06	Φ29mm泡沫试管架 (可放50ml离心管)	15	245 × 132 × 45
07	可替换托盘垫 (上&下)	/	295 × 216 × 30



泡沫试管架

选购指南

HMV-50A为HMV-50的升级产品，采用了脉冲式的运行模式，每次缓冲过程都是一个加速过程，故HMV-50A适用于对混合强度要求更高的实验，而HMV-50适合一般混合强度要求的实验。HMV-50A定时范围增大到99min，适用于长时间进行样品混合的实验。

天津市恒奥科技发展有限公司

地址:天津华苑产业区榕苑路15号9-8-D
 电话 Tel: (022) 83713517/83713527
 传真 Fax: (022) 83713109
 E-Mail: hakj@vip.163.com
 网址: www.tjhakj.com



官方微信

4006-328-128