



L100-1E 蠕动泵

实验室中的得力助手

多种精美颜色选择



体积小

结构紧凑，体积小巧，节约使用空间。



振动小，噪音低

提供安静舒适的实验环境



操作简便

功能简洁，操作简便，提高工作效率。

五位LED数码管，直观显示泵的转速、方向、运行/停止状态。三位实体按键，触感好、寿命长，集成泵的各种控制功能。

- 启停控制
- 转速设置
- 方向设置
- 全速功能



转速的自动连续调节功能，使转速调节更轻松！

使用寿命长

金属质感外壳，防腐喷涂处理，延长泵的使用寿命。

良好的电磁兼容性能

良好的电磁兼容性能，运行稳定可靠。

参考流量

适配泵头型号	最大参考流量
YZ1515x	380 mL/min
YZ2515x	270 mL/min
YZ1115	380 mL/min
BZ15	300 mL/min
BZ25	
DG-1 (6滚轮)	48 mL/min
DG-2 (6滚轮)	48 mL/min(单通道)
DG-1 (10滚轮)	32 mL/min
DG-2 (10滚轮)	32 mL/min(单通道)
DMD15-13	350 mL/min

功能性能

转速范围	0.1rpm~100rpm，正反转可逆
转速调节分辨率	0.1rpm
显示方式	5位LED数码管显示转速、方向和启停状态
控制方式	实体按键控制
调速功能	按键控制转速增减，支持自动连续调节转速
全速功能	一键控制全速工作，用于快速填充、排空
掉电记忆	重新上电后可按照掉电前的状态进行工作
电磁兼容性	关键指标达到或超过II级水平
外形尺寸(长×宽×高)	197mm×110mm×106mm
适用电源	AC 100V~240V (15W), 50/60Hz
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境相对湿度	<80%
防护等级	IP31
重量	2.44kg

全国客服热线：400-620-5333

LONGER 兰格
精于流体传输

地址：保定国家高新技术产业开发区大学科技园
6号楼B座3-4层

邮编：071051

销售电话：0312-3138553 3132333 3138011

传真：0312-3168553

Http://www.longerpump.com.cn

E-mail: info@longerpump.com

