

MX-S+


数显涡旋混匀仪

特点优势

- LCD显示屏，实时显示速度和时间，便于设定和监控；
- 速度可调，适应不同实验需求，从低速温和混合到高速强力混合；
- 通过简单的压力安装配件，稳定性更高，无滑脱或飞溅；
- 采用直流无刷电机，高稳定性，免维护；
- 稳固的底座设计，确保设备在运行中不移位，保障安全；
- 配备多种附件，适用于不同尺寸和类型的试管、离心管、酶标板等，适用范围广泛；
- 低噪音运行，提供安静的工作环境。




技术参数	MX-S+
转速	100-3000rpm
显示屏	LCD
振幅	4mm
运行模式	点动、连续
时间范围	1s-99min59s
电机类型	直流无刷电机
尺寸[长×宽×高]	160*146*115mm
重量	3.4kg
电源	100-240V, 50/60Hz
输入电压	24V
功率	25W
允许环境温度湿度	5-40℃, 80%RH
外壳防护等级	IP21



MX-S+ & MX-Pro适用配件使用示意图

MX-S+&MX-Pro 适用配件

VT2.3	货号：18901365
通用托盘，适配VT1.3.1-VT1.3.12试管适配器	

VT2.4	货号：18901366
安瓿瓶/试管附件，4位，可适用0.2mL-15mL试管，主要用于粉末混匀	

VT2.5	货号：18901367
锥形瓶附件，适用100mL-250mL锥形瓶，推荐转速：0-1500rpm	

PS2.1	货号：18901360
单孔板托盘，适用于工作板（全裙边的PCR板、细胞培养板、酶标板、深孔板等，半裙边/无裙边PCR板需搭配长方形泡沫棉使用，长方形泡沫棉已包含）	


MX-S+&MX-Pro 适用配件（新附件）


VT2.1	货号：18901379
振头。用于MX-Pro	


VT2.1	货号：18901380
振头。用于MX-S+	


VT2.2	货号：18901373
平板橡胶套（标配）	

VT2.6	货号：18901368
卡扣通用托盘。适配VT2.6.1-VT2.6.5试管适配器，适用于MX-S+/MX-Pro	

VT2.6.1	货号：18901378
试管适配器。25孔×1mL试管，适用于MX-S+/MX-Pro	

VT2.6.2	货号：18901377
试管适配器。21孔×2mL试管，适用于MX-S+/MX-Pro	

VT2.6.3	货号：18901376
试管适配器。16孔×5mL试管，适用于MX-S+/MX-Pro	

VT2.6.4	货号：18901375
试管适配器。8孔×15mL试管，适用于MX-S+/MX-Pro	

VT2.6.5	货号：18901374
试管适配器。4孔×50mL试管，适用于MX-S+/MX-Pro	

VT 2.7.4	货号：18901870
水平塑料夹，24位架板x1.5mL（圆形板）	

VT 2.7.5	货号：18901871
水平塑料夹，12位架板x15mL（圆形板）	

VT 2.7.6	货号：18901872
水平塑料夹，6位架板x50mL（圆形板）	

PS2.2	货号：18901361
卡扣单孔板托盘，用于工作板（全裙边的PCR板、细胞培养板、酶标板、深孔板等，半裙边/无裙边PCR板需搭配长方形泡沫棉使用，长方形泡沫棉已包含）	

*新品上市阶段，物料颜色可能略有差异，具体以实物为准。