

# 开放式摇床和恒温培养型&快速熔断、冷冻恒温培养摇床配件

## 通用固定线

放在托盘上以固定低台面板


描述	用于摇床	订货号
通用固定线	数字显示4 kg开放式圆周式摇床	30400123



## 带窝垫

适用于安全固定离心试管、小瓶、培养试管和微型管。试管需要清洁或转运运输时，可轻松移除衬垫。


描述	用于摇床	订货号
带窝垫, 32.4 × 25.4 cm	数字显示2D摇摆摇床	30400140
带窝垫, 29.9 × 22.2 cm	数字显示3D波动摇床	30400142
带窝垫, 25.4 × 19.1 cm	2D恒温培养摇摆摇床	30400141
带窝垫, 23.5 × 18.4 cm	3D恒温培养波动摇床	30400143
带窝垫, 29.9 × 22.2 cm	开放式4 kg圆周式摇床	30400124
带窝垫, 35.6 × 27.9 cm	模拟2D摇摆&3D波动摇床	30400144



## 堆叠托盘

轻松放置在装置附带托盘上，可增加一层，适用于更高载重量应用。第二层托盘高于下层8.9 cm。托盘包含了硬件和橡胶垫。

描述	用于摇床	订货号
堆叠托盘, 32.4 × 25.4 cm	数字显示2D摇摆摇床	30400137
堆叠托盘, 29.9 × 22.2 cm	数字显示3D波动摇床	30400138
堆叠托盘, 35.6 × 27.9 cm	模拟2D摇摆摇床	30400139



## 稀释杯托盘

由304型不锈钢制成。放置24 × 28 mm稀释瓶。

描述	用于装置	订货号
稀释杯托盘	数字显示4 kg开放式圆周式摇床	30400125



## 微型管架

可选能放置在托盘上、1.5 mL至2 mL微型管支架，最放置70个1.5 mL或2 mL微型管。托盘最多可容纳2个微型管支架。

描述	用于装置	订货号
微型管架	数字显示开放式和微孔板恒温培养摇床	30400114

