

选件

开放式摇床和恒温培养型&快速熔断、冷冻恒温培养摇床配件


试管架

半尺寸，固定

试管架材质为PVC涂层钢。包括轻松连接平台的硬件。

尺寸：

12.7 × 17.8 × 10.2 cm / 微型管架：4.3 cm高度。



试管类型	1.5至2 mL 微型管架 半尺寸， 固定	10至13 mm 试管架 半尺寸，固定	14至16 mm 试管架 半尺寸，固定	18至20 mm 试管架 半尺寸，固定	22至25 mm 试管架 半尺寸，固定	15 mL离心式 试管架 半尺寸， 固定	50 mL离心式 试管架 半尺寸， 固定
试管容量	70	63	48	35	24	35	12
订货号	30400114	30400115	30400116	30400117	30400118	30400119	30400120
托盘或安置平台	每个托盘或平台的试管架数量						
29.9 × 22.2 cm 数字显示开放式4 kg摇床	2	2	2	2	2	2	2
27.9 × 19.7 cm 恒温培养4kg摇床	2	1	1	N/A	N/A	1	1
数字显示开放式4 kg摇床	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
恒温培养微孔板摇床	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27.9 × 33 cm 模拟/数字16 kg摇床	2	2	2	2	2	2	2
数字显示往复摇床	2	2	2	2	2	2	2
33 cm × 33 cm 模拟/数字16 kg摇床	2	2	2	2	2	2	2
数字显示往复摇床	2	2	2	2	2	2	2
45.7 × 45.7 cm 模拟/数字16 kg摇床	4	4	4	4	4	4	4
数字显示往复摇床	4	4	4	4	4	4	4
45.7 × 61 cm 模拟/数字16 kg摇床	6	6	6	6	6	6	6
数字显示往复摇床	6	6	6	6	6	6	6
模拟/数字23 kg摇床	6	6	6	6	6	6	6
45.7 × 76.2 cm 模拟/数字23 kg摇床	8	8	8	8	8	8	8
61 × 61 cm 数字显示45 kg摇床	8	8	8	8	8	8	8
61 × 91.4 cm 数字显示63 kg摇床	7	7	7	7	7	7	7

* 所有装置均需通用平台来安装烧瓶固定架或试管支架，但数字开放式和孵化4 kg摇床除外