

# Frontier™ 5000 实验室台式离心机

## 转子信息一览表

转子类型	转子信息	适配器	容量	管径(mm)	长度(mm)
24 x 1.5 ml / 2.0 ml 角转子 角度: 45° 订货号: 30130870 适配机型: FC5515/5515R	最大转速: 15200 rpm 最大离心力RCF: 21953 x g 直径: 8.5 cm; 最大管径: 11 mm ①全速运转最低温度: 6°C	无需	2.0 ml	11	40-42
		无需	1.5 ml	11	40-42
		30130885	0.5 ml	8	45
		30130884	0.4 ml / 0.2 ml PCR	6	45
24 x 1.5 ml / 2.0 ml 气密性角转子 角度: 45° 订货号: 30130871 适配机型: FC5515/5515R	最大转速: 15200 rpm 最大离心力RCF: 21953 x g 直径: 8.5 cm; 最大管径: 11 mm ①全速运转最低温度: 4°C	无需	2.0 ml	11	40-42
		无需	1.5 ml	11	40-42
		30130885	0.5 ml	8	45
		30130884	0.4 ml / 0.2 ml PCR	6	45
30 x 1.5 ml / 2.0 ml 气密性角转子 角度: 45° 订货号: 30130872 适配机型: FC5515/5515R	最大转速: 13500 rpm 最大离心力RCF: 19150 x g 直径: 9.4 cm; 最大管径: 11 mm ①全速运转最低温度: 7°C	无需	2.0 ml	11	40-42
		无需	1.5 ml	11	40-42
		30130885	0.5 ml	8	45
		30130884	0.4 ml / 0.2 ml PCR	6	45
44 x 1.5 ml / 2.0 ml 角转子 角度: 32°/55° 订货号: 30130879 适配机型: FC5515/5515R	最大转速: 13500 rpm 最大离心力RCF: 17113 / 17317 x g 直径: 8.4/7.1 cm; 最大管径: 11 mm ①全速运转最低温度: 7°C	无需	2.0 ml	11	40-42
		无需	1.5 ml	11	40-42
		30130885	0.5 ml	8	45
		30130884	0.4 ml / 0.2 ml PCR	6	45
12 x 5 ml EP管 气密性角转子 角度: 45° 订货号: 30130873 适配机型: FC5515/5515R	最大转速: 14500 rpm 最大离心力RCF: 19978 x g 直径: 8.5 cm; 最大管径: 17 mm ①全速运转最低温度: 4°C	无需	5 ml	13	53
		30130886	1.5 ml / 2.0 ml	11	40-42
		30130885	1.0 ml 冻存管	12.6	41
		30130884	1.8 ml 冻存管	12.6	48
4 x PCR8联排 角转子 角度: 45° 订货号: 30130874 适配机型: FC5515/5515R	最大转速: 15000 rpm 最大离心力RCF: 15342 x g 直径: 6.1 cm; 最大管径: 6.0 mm ①全速运转最低温度: 4°C	无需	0.4 ml / 0.2 ml PCR	6	45
24毛细管血比容转子 角度: 90° 订货号: 30130881 适配机型: FC5515	最大转速: 12000 rpm 最大离心力RCF: 14811 x g 直径: 9.3 cm	-	-	-	-
12 x 15 ml 角转子 角度: 32° 订货号: 30130877 适配机型: FC5706	最大转速: 6000 rpm 最大离心力RCF: 4427 x g 直径: 11 cm 最大管径: 17 mm	无需	15 ml	17	120
		30130889	7 ml	13.5	95-115
		30130890	5 ml	13.5	70-90
		30130886	1.5 ml / 2.0 ml	11	40-42
6 x 50 ml 角转子 角度: 40° 订货号: 30130878 适配机型: FC5706	最大转速: 6000 rpm 最大离心力RCF: 4427 x g 直径: 11 cm 最大管径: 30 mm	无需	50 ml		
		30130891	30 ml	26	92-95
		30130892	16 ml	18	100-105
		30130893	15 ml	17	100-105
		30130894	15 ml圆盖/锥形	17	97-121
		30130889	7 ml	13.5	95-115
		30130890	5 ml	13.5	70-90
		30130886	1.5 ml / 2.0 ml	11	40-42
6 x 5 ml水平转子 订货号: 30130880 适配机型: FC5706	最大转速: 4000 rpm 最大离心力RCF: 1878 x g 直径: 8.5 cm; 最大管径: 14 mm	无需	5 ml	13.5	70-90

①全速运转最低温度: 当室温在23°C时, 满载样品在最高速运转时使用冷却系统可达到的最低温度。如想降低温度, 可降低转速/室温/样品量任一数值。



**奥豪斯仪器 OHAUS INSTRUMENTS**  
地址: 上海市桂平路471号7号楼6楼  
邮编: 200233  
电话: (021)64855408  
传真: (021)64859748  
<http://www.ohaus.com>  
客户咨询邮箱: [inquirychina@ohaus.com](mailto:inquirychina@ohaus.com)  
售后服务邮箱: [ohauservice@ohaus.com](mailto:ohauservice@ohaus.com)

**4008-217-188**  
**Customer Center**

