



HiPette-LTS& HiPette

全消毒（轻手感）手动可调式彩色移液器

DLAB新一代全消毒手动移液器采用优秀的人体工程学设计，重量极轻，给客户带来更顺畅，更轻松的移液体验。可紫外线杀菌，并能抵抗强化学腐蚀。无需拆卸即可整支高温高压灭菌。此外，量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移。

HiPette-LTS

轻手感手动可调式彩色移液器

NEW


特点优势

- **手感舒适:** LTS 适配吸头可降低装卸用力, 确保吸液和排液更加顺畅, 无需费力撞击移液器来确保密封性, 而且吸头可轻松退出, 有助于最大程度减少大量移液造成的手部和腕部劳损。
- **轻松操作:** LTS 吸头的独特设计使移液过程更加简便, 减少操作疲劳, 特别适合高频率、大批量移液的场景, 有效提高工作效率。
- **一致性:** LTS 技术确保多通道移液时, 各通道提取样品的绝对一致性, 前挡点设计保证所有通道一次性密封, 无需手动调整。

- **高效性:** HiPette-LTS 多道移液器配备 LTS 套柄和吸头, 可节省大量时间和资金, 确保吸液量均匀且可重复, 提供安全可靠的结果。
- **先进设计:** LTS 薄壁吸头具备较小密封区域和前挡点设计, 让用户清楚地了解密封位置, 避免敲击吸头。


HiPette 吸头系统

退吸头力度较高



HiPette-LTS 吸头系统

退吸头力度较低



技术参数

单道可调量程		(10个量程, 覆盖0.1μL~10mL)				
量程	增量	测量体积	系统误差		随机误差	
μL	μL	μL	μL	%	μL	%
0.1-2.5	0.002	2.5	±0.04	±1.4	±0.02	±0.7
		1.25	±0.03	±2.5	±0.02	±1.5
		0.25	±0.03	±12.0	±0.02	±6.0
0.5-10	0.01	10	±0.10	±1.0	±0.04	±0.4
		5	±0.08	±1.5	±0.04	±0.8
		1	±0.03	±2.5	±0.02	±1.8
2-20	0.02	20	±0.20	±1.0	±0.06	±0.3
		10	±0.12	±1.2	±0.06	±0.6
		2	±0.10	±5.0	±0.03	±1.5
5-50	0.05	50	±0.45	±0.9	±0.15	±0.3
		25	±0.35	±1.4	±0.20	±0.8
		5	±0.15	±3.0	±0.08	±1.6
10-100	0.1	100	±0.80	±0.8	±0.20	±0.2
		50	±0.50	±1.0	±0.15	±0.3
		10	±0.30	±3.0	±0.10	±1.0
20-200	0.2	200	±1.20	±0.6	±0.40	±0.2
		100	±1.00	±1.0	±0.30	±0.3
		20	±0.50	±2.5	±0.14	±0.7
30-300	0.2	300	±1.80	±0.6	±0.60	±0.2
		150	±1.50	±1.0	±0.45	±0.3
		30	±0.75	±2.5	±0.21	±0.7
100-1000	1	1000	±6.00	±0.6	±2.00	±0.2
		500	±5.00	±1.0	±1.00	±0.2
		100	±3.00	±3.0	±0.60	±0.6
500-5000	5	5000	±30.00	±0.6	±10.00	±0.2
		2500	±15.00	±0.6	±7.50	±0.3
		500	±12.00	±2.4	±3.00	±0.6
1000-10000	10	10000	±60.00	±0.6	±20.00	±0.2
		5000	±40.00	±0.8	±10.00	±0.2
		1000	±30.00	±3.0	±6.00	±0.6
7030700000	套装一：0.5-10μL+10-100μL+100-1000μL+线性枪架+开盖器+移液器笔					
7030800000	套装二：2-20μL+20-200μL+100-1000μL+线性枪架+开盖器+移液器笔					
7030900000	套装三：100-1000μL+0.5-5mL+1-10mL+线性枪架+开盖器+移液器笔					

用户校准请参照国际标准ISO 8655-2